

## ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA141

ECG SE301



## ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA141















### ECG SE301

L'ECG SE301 est un électrocardiographe très compacte, livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange).

#### CARACTÉRISTIQUES

- Ecran couleur tactile 5 pouces 800 x 600
- Autonomie: 3 heures / Mémoire 500 ECG.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- Grande connectivité: Possibilité de transférer directement le rapport en PDF/XML/SCP/ DICOM vers une clé USB, carte SD ou avec le logiciel en option. Connections: Ethernet / RS232/ USB / Wifi – Micro SD
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- Bande passante permettant les analyses pédiatriques précises: 0.01 à 300 Hz
- Taux d'échantillonnage 16.000 Hz
- CMRR de 140dB
- ◆ Validation CE / TÜV

- Filtration digitale:
- o bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
- o Bande étroite: 25/35/45 Hz/ OFF
- o principal d'alimentation: 75/100/150 Hz
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- Détection automatique de la qualité du signal avec code couleur pour chaque électrode
- Alimentation : Secteur (220V/110V 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion autonomie 4h environ
- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- Papier: 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier: 5; 6.25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s,

#### **ACCESSOIRES**

EDA031 Papier 80 mm\*20m

EDA189 Sacoche

#### DONNÉES TECHNIQUES

◆ Plages de mesure : N/A
◆ Humidité : N/A
◆ Certifications

◆ Dimensions : 22 x 14 x 5.5 cm ◆ Pression : N/A ◆ Organisme notifié : N/A

# DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83 infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola Hibiscus Park - bat E 06200 Nice France



: N/A