

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA082

ECG PC SE 1010 WIRELESS



Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



ECG PC SE 1010 WIRELESS

L'ECG PC SE 1010 WIRELESS est informatisé, il se connecte à un PC en USB, les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et .jpg.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Alimentation via USB.
- ◆ Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- ◆ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ◆ Filtration digitale :
 - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
 - bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF
 - principal d'alimentation : 75/100/150 Hz
- ◆ Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- ◆ Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.
- ◆ ECG livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 manuel d'utilisation / 1 CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits) / 1 sacoche de transport
- ◆ Validation CE / TÜV

ACCESSOIRES

- ◆ EDA051 Sacoche
- ◆ EDA056 Câble patient 10 fils à fiche banane

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : USB |
| ◆ Dimensions | : 14,8x10x4 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 210 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 460043M16C00470001 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France