

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA174

HOLTER ECG SE2003



Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



HOLTER ECG SE2003

L'Holter ECG SE2003 est un électrocardiographe ultra compact et résistant.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures)
- ◆ Fonctionne avec 1 pile AAA non fourni
- ◆ Ecran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation
- ◆ Protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27)
- ◆ Possibilité de l'utiliser même sous la douche
- ◆ Facile à nettoyer
- ◆ Détection de Pacemaker
- ◆ Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée
- ◆ Taux d'échantillonnage réglable
- ◆ Facile à programmer
- ◆ Logiciel d'analyse et de stockage des données en Français
- ◆ Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD: 20 secondes)
- ◆ Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement
- ◆ Modèles d'analyses paramétrables
- ◆ Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV,HRT, OSA
- ◆ Fourni avec : 30 électrodes adultes UU à pression, câble patient 7 électrodes à pression, une ceinture, une housse, CD ROM, clé USB sentinelle, Micro SD 1GB et sacoche de transport.

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : 1 Piles AAA |
| ◆ Dimensions | : N/A | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 50 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France