

Diapason

UTILISATION PRÉVUE

- ✚ Utilisés pour évaluer la sensation auditive et vibratoire chez les patients.
- ✚ Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable n'ayant aucun effet cytotoxique, irritant, sensibilisant ni toxique; ils sont sans danger ni effets sur les humains lors de l'utilisation.
- ✚ Réutilisables

CLASSEMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX :

Conformément à la règle 6 de l'annexe IX de la directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs médicaux, ces dispositifs appartiennent à la classe I.

STOCKAGE

Rangez les instruments dans un environnement propre et sec

STÉRILISATION

Se reporter au mode d'emploi.

RÉFÉRENCES :

Référence	Désignation	
0236007000	DIAPASON HARTMANN 1024VD 13,5CM	
0236008000	DIAPASON HARTMANN 2048VD 12,5CM	
0236006000	DIAPASON HARTMANN 512VD 16CM	
0236002000	DIAPASON LERMOYER 256VD 17,5CM	
0236001000	DIAPASON LERMOYER 128VD 23CM	