

BONN

Chaise garde-robe avec roulettes pivotantes 5 pouces

Matériau synthétique:

- Très longue durée de vie
- Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants
- Résistant à la corrosion

Caractéristiques :

- Dossier ergonomique avec poignée intégrée
- Accoudoirs escamotables
- Lunette de W.C. recouvert d'un coussin
- Porte seau amovible
- Y compris seau hygiénique
- Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage à l'arrière
- Homologation CE, poids maximum supporté 130 kg

Couleurs : Référence R343....

- 03 gris/gris
- 33 terracotta/rouge
- 44 gris/terracotta
- 54 gris/bleu
- 97 multicolore

Accessoires :


- Accoudoir en PU Référence R440.10.32
- Ceinture de sécurité Référence R312.10.00
- Porte-sérum Référence R303.62



Référence R343....



Référence 343.97



Spécifications techniques:

| Modèle | Bonn |
|----------------------------|-------|
| • Profondeur: | 87 cm |
| • Largeur (E): | 56 cm |
| • Profondeur d'assise (C): | 45 cm |
| • Hauteur d'assise (B): | 53 cm |
| • Largeur d'assise (A) : | 46 cm |

| Modèle | Bonn |
|---|---------|
| • Max. hauteur toilette (avec porte seau) | 44 cm |
| • Max. hauteur toilette (sans porte seau) | 47 cm |
| • Poids: | 14,5 kg |
| • Poids maximum supporté | 130 kg |
| • Référence | R343... |