

ANSE SNELLEN, 14 CM, 0,5X1,5X14 CM

Réf. IA04601



ANSE SNELLEN, 14 CM, 0,5X1,5X14 CM

Réf. IA04601

Permet de retirer des corps étrangers dans le conduit auditif externe

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040006109

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 7,0

Largeur conditionnement (cm) : 7,0

Longueur unitaire (cm) : 14,0

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) : 0,2

Poids unitaire (kg) : 0,019

Poids conditionnement (kg) : 0,019

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IA04601