


## CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA. 100 MM, 300 ML

Réf. AI99100



# CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA. 100 MM, 300 ML



Réf. **AI99100**

**Permet de stocker et transporter les instruments de chirurgie**

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019871
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,7	Largeur conditionnement (cm) :	10,7
Longueur unitaire (cm) :	10,7	Longueur conditionnement (cm) :	10,7
Hauteur unitaire (cm) :	5,8	Hauteur conditionnement (cm) :	5,8
Poids unitaire (kg) :	0,096	Poids conditionnement (kg) :	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:50 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. AI99100