

PLATEAU INOX, 20 X 13 X 2,5 CM

Réf. AI20122

 Holtex



PLATEAU INOX, 20 X 13 X 2,5 CM



Réf. AI20122

Idéal pour y déposer des petits instruments de chirurgie

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3661040019512
Garantie (mois) :	12		Code douanier : 90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	13,0	Largeur conditionnement (cm) :	17,2
Longueur unitaire (cm) :	20,0	Longueur conditionnement (cm) :	21,3
Hauteur unitaire (cm) :	2,5	Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :	0,133	Poids conditionnement (kg) :	0,133
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI20122

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.