

HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM

Réf. AI16124

 Holtex



HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM

Réf. **AI16124**

Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019468
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,5	Largeur conditionnement (cm) :	17,0
Longueur unitaire (cm) :	16,0	Longueur conditionnement (cm) :	21,0
Hauteur unitaire (cm) :	3,5	Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :	0,077	Poids conditionnement (kg) :	0,077
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI16124

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.