

PORTE-THERMOMÈTRE, INOX, DIA. 30 MM, HAUTEUR 100 MM

Réf. AI11611

 Holtex



PORTE-THERMOMÈTRE, INOX, DIA. 30 MM, HAUTEUR 100 MM



Réf. **AI11611**

Porte thermomètre en acier inoxydable autoclavable pour usage médical.

Dispositif médical permettant de ranger temporairement un thermomètre médical classique sans risque qu'il ne tombe et s'abime, et permet également d'éviter le contact direct entre le thermomètre et une surface de travail pour réduire des risques de contamination croisée.

Bien nettoyer et désinfecter après chaque utilisation.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016)

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019291
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,0	Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :	10,0	Longueur conditionnement (cm) :	11,5
Hauteur unitaire (cm) :	10,0	Hauteur conditionnement (cm) :	8,0
Poids unitaire (kg) :	0,088	Poids conditionnement (kg) :	0,088
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. AI11611