

## BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM

Réf. AI01114



 Holtex



# BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM

Réf. AI01114

Permet de stocker le coton pour protéger de la poussière

- Diamètre 110 cm
- Vendu avec couvercle pour une protection efficace et hygiénique
- Décontamination avec de l'eau savonneuse (ne pas utiliser de détergent)
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes) ou à l'air sec
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019208
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,0	Largeur conditionnement (cm) :	12,0
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :	14,0	Hauteur conditionnement (cm) :	12,0
Poids unitaire (kg) :	0,362	Poids conditionnement (kg) :	0,362
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 14:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. AI01114

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.