



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DESIGNATION :

COUPE FILS STERILE 65 MM

REF ELOI :

CFS065

**CODE EAN 13 ELOI :**

3700171502798



3 700171 502798

CODE EAN 128 :

(01)03700171502798(17)010112(10)xxxxx

**CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :**

Lame Coupe Fils 65 mm - Stérile - Boite de 100

Acier Carbone

Dureté Mini 800 HV

CONDITIONNEMENT :

BOITE DE 100 LAMES

EMBALLAGE INDIVIDUEL :

ETUI INDIVIDUELLE

(Taille + N° de Lot + Marquage CE
+ Date de peremption)**MARQUAGE CE :**

OUI

Classe du DM :

1 STERILE

CE1014

Directive :

93/42/ CE - 2007/47/CE

Annexe V - Section 3

PRODUIT STERILE :

OUI

RAYON GAMMA

USAGE UNIQUE :

OUI

Notifié sur boite et etui individuel

PEREMPTION :

OUI

Notifié sur boite et etui individuel

PRODUITS ASSOCIES :

NON