

PUNCH À BIOPSIE Ø 8 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. CPPUNC11



PUNCH À BIOPSIE Ø 8 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS



Réf. **CPPUNC11**

Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhension de l'instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée.

- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Boîte de 10
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE2460	Code barres :	3661040186252
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90183290
Stérile :	Oui		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	8,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,070
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	10	Température maxi :	40
Humidité mini :	35	Humidité maxi :	65



07/04/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. CPPUNC11

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.