

CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, FENÊTRÉE, 7 MM

Réf. IC64007



CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, FENÊTRÉE, 7 MM



Réf. IC64007

Pour les petites interventions de pédicure

- Curettes fenêtrées

- 6 tailles disponibles, nous consulter

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040012971
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,8	Largeur conditionnement (cm) :	0,8
Longueur unitaire (cm) :	13,5	Longueur conditionnement (cm) :	13,6
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	0,5
Poids unitaire (kg) :	0,021	Poids conditionnement (kg) :	0,021
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC64007

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.