



Lames 76x26 pour microscope / Microscope slides 76x26

Caractéristiques:

- 1 | Selon norme ISO 8037
- 2 | Coins à 90°
- 3 | Epaisseur : 1 / 1,2 mm
- 4 | Par boîte de 50 lames

Features:

- 1 | According to ISO 8037 standard
- 2 | Corners 90°
- 3 | Thickness : 1 / 1,2 mm
- 4 | Packing : carton box with 50 slides



Référence / Code	Type de bords / Edges	Caractéristique / Feature
29 201 311	bruts / cut	
29 201 302	bruts / cut	2 faces dépolies / Both sides frosted
29 201 305	rodés / ground edges	
29 201 316	rodés / ground edges	2 faces dépolies / Both sides frosted