

CISEAUX SIMS, MOUSSES, 20 CM, DROITS

Réf. IC23420



CISEAUX SIMS, MOUSSES, 20 CM, DROITS



Réf. IC23420

Pour les petits soins en gynécologie sans blesser le patient grâce aux bouts arrondis.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040010816
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,3	Largeur conditionnement (cm) :	23,0
Longueur unitaire (cm) :	20,0	Longueur conditionnement (cm) :	6,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,6	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,075	Poids conditionnement (kg) :	0,090
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC23420

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.