



### CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 540 à 940 mm avec proclive/déclive +20°/-20°.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

### DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 540/940 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

### OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (**H. max/mini modifiées / + 8 cm**). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (**H. max/mini modifiées / + 8 cm**). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (**LUMIÈRE**)
- Barrières rabattables. (**2160/B**)
- Paire de douilles coulissantes pour étriers. (**2106/12DE**)
- Paire d'étriers INOX. (**1991/0**)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (**1991/2**)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (**ROTULES/PU**)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (**3053/D**)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (**2050/80**)
- Dossier électrique (commande manuelle). (**DOS/ELECM**)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (**DOS/ELECP**)
- Batterie autonome. (**Durée Max 24H après chargement / 50 cycles**). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (**4160/1**)
- Protection PVC cristal transparent. (**PROTEC**)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (**2160/RAIL**)
- Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (**CDEPIEDLICATA**)
- Sellerie anatomique – largeur 670 mm. (**SELLANA/67**)