








Douchestoel Quattro, verstelbaar met rugleuning





I Istruzioni per il lavaggio: Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro.
Precauzioni: Non superare la portata massima di 150kg.

GB Cleaning Instructions: All parts can be cleaned with warm water and a neutral cleanser.
Cautions: Do not exceed maximum user weight of 150kg.

SKO Pokyny pre čistenie: Vše dele lahko čistite s toplo vodo in nevtrálnim čistilom.
Opozorila: Ne presegajte največjo dovoljeno maso uporabnikov o 150kg.


E Instrucciones de limpieza: Todas las piezas se pueden limpiar con agua tibia y un detergente neutro.
Precauciones: No exceda el peso máximo del usuario de 150 kg.

P Instruções de limpeza: Todas as peças podem ser limpas com água morna e detergente neutro.
Precauções: Não exceda o peso máximo do utilizador de 150 kg.

GR Οδηγίες καθαρισμού: Όλα τα μέρη μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και ένα ουδέτερο καθαριστικό.
Προσοχή: Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος χρήστη 150kg.

DK Rengøring Instruktions: Alle dele kan rengøres med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
Forsigtig: Må ikke overstige maksimal brugervægt på 150 kg.

PL Instrukcja czyszczenia: Wszystkie elementy można myć ciepłą wodą i neutralnym środkiem czyszczącym.
Uwagi: Nie należy przekraczać maksymalnej waga



użytkownika 150kg.

FR Instructions de nettoyage: Toutes les pièces peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude et un détergent neutre.
Précautions: Ne pas dépasser le poids de l'utilisateur de 150kg au maximum.

NL Reinigingsinstructies: Alle onderdelen kunnen worden schoongemaakt met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel.
Waarschuwingen: Geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht van 150kg.

D Reinigungshinweise: Alle Teile können mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden.
Vorsicht: Nicht mehr als maximales Benutzergewicht von 150 kg.

Dettagli tecnici
Technical Details
tehnične podrobnosti
Detalles técnicos
Τεχνικές λεπτομέρειες
Tekniske detaljer
Szczegóły techniczne
Détails techniques
Technische details

