

FICHE TECHNIQUE KIT DE CONTROLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit à usage unique fabriqué en polypropylène composé de :

- 1 miroir plan traité anti-buée avec spatule à ciment
- 1 sonde

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. DLU : 5 ans.

Dispositifs médicaux de classe 1 stériles.

UTILISATION

Kit de contrôle dentaire

REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
L13001	Carton de 20 boîtes de 20 pièces

PHOTO

