



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**DESIGNATION :**

AKORI PINCE A ONGLES ERGONOMIQUE 13 CM NOIRE - MORS OBLIQUES

**REF ELOI :**

AKORI NO

**CODE EAN 13 ELOI :**

3700171503917



3 700171 503917

**CODE EAN 128 :****CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :**

AKORI PINCE A ONGLES ERGONOMIQUE 13 CM NOIRE - MORS OBLIQUES - INOX

Acier Inox martensitique X30Cr13

Dureté : 52-54 HRC

Manche silicone stérilisable

**CONDITIONNEMENT :**

UNITAIRE

**EMBALLAGE INDIVIDUEL :**BOITE PET  
Cartonette(Reference + N° de Lot + Marquage CE  
par marquage laser sur le DM)**MARQUAGE CE :**

OUI

**Classe du DM :**

1

**Directive :**

2017/745

**PRODUIT STERILE :**

NON

Stérilisation à l'autoclave 134° / 18 min

**USAGE UNIQUE :**

NON

**PEREMPTION :**

NON

**PRODUITS ASSOCIES :**

NON