

Fiche Technique Rampe Seuil en plastique

Février 2019

Numero d'article	Code EAN	description	poids net
8045.100.01*	8714199511217	TABOURET DOUCHE QUATTRO	1,5 Kg
8045.100.10*	8714199511224	CHAISE DOUCHE LARGE QUATTRO	2,0 Kg
8045.100.12*	8714199511231	CHAISE DOUCHE LARGE DOSSIER QUATTRO	2,6 Kg
8045.100.15*	8714199511248	ACCOUDOIR CHAISE DOUCHE LARGE QUATTRO	1,16 Kg

material	polyéthylène, aluminium anodisé
application	Chaise & tabouret de douche / salle de bain
Adjustable	Oui , réglable par 25mm
méthode de nettoyage	produits de nettoyage normaux. ne pas utiliser de détergent agressif
Autoclave	Oui, max température 85 degrés
charge maximale	150 Kg
trous de drainage	Oui
pieds anti-dérapant	Oui (embouts en caoutchouc)
siège anti-derápant	Oui
recyclable	95%
matériel de montage	seulement avec 8045.100.12 (vis à six pans creux en acier inoxydable 4x M5/40mm 4 xM5/25mm) 4 bouchons de fixation