

PINCE LERICHE, DROITE, A/G, 18 CM

Réf. IP17018



PINCE LERICHE, DROITE, A/G, 18 CM



Réf. IP17018

Permet de réaliser certains actes en chirurgie (tenir les fils de suture, compresses, etc)

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040023113
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	18,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,046	Poids conditionnement (kg) :	0,046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 17:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP17018