

PINCE HALSTEAD, 13 CM, COURBE, S/G

Holtex

Réf. IP08313















PINCE HALSTEAD, 13 CM, COURBE, S/G



Réf. IP08313

Utilisée lors des interventions chirurgicales (arrêter une hémorragie, tenir une compresse, etc)

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES		
Dispositif médical:	Dui Classe Ir	
Marquage:	CE	Code barres : 3661040022499
Garantie (mois): 2	24	Code douanier: 90189090
Stérile : N	Non	
MESURES L	Jnité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	7,0	Largeur conditionnement (cm): 23,0
Longueur unitaire (cm)	13,5	Longueur conditionnement (cm): 9,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,3	Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	0,026	Poids conditionnement (kg): 0,030
CONDITIONS DE STO	CKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 17:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP08313