

Peha-soft[®] powder-free Gant d'examen

Référence	Taille ou dimensions
942159	XS (5 1/2 - 6)
942160	S (6 1/2 - 7)
942161	M (7 1/2 - 8)
942162	L (8 1/2 - 9)
942163	XL (9 1/2 - 10)



Produit

Gant d'examen en latex non poudré, ambidextre, surface rugueuse, manchette à bord roulé. Il possède une surface texturée aux doigts et un traitement par double chlorination permettant un enfilage et un retrait aisés.

Gants conformes aux Normes Européennes EN 455-1 (AQL = 1.5), EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4 et certifiés pour le contact alimentaire.

Indications / Classification

Adapté aux soins médicaux et aux gestes à visée diagnostique. Recommandé pour les utilisateurs présentant une intolérance à la poudre d'amidon de maïs.

Peha-soft[®] powder-free est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Latex naturel
Revêtement interne : chloriné
Revêtement externe : chloriné
Accélérateurs : carbamates
Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames
Antioxydants : dérivés phénoliques

Caractéristiques :

Dimensions : longueur totale 240 mm minimum

Epaisseur (valeur moyenne) :
- au doigt (majeur) : 0,19 mm
- à la paume : 0,15 mm
- à la manchette : 0,10 mm

Niveau de grip : faible

Valeurs médianes de la force à la rupture :
10 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Taux de protéines : < ou = 50 µg/g (méthode de Lowry modifiée selon la norme EN 455-3).

Présence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Présentées en boîte distributrice.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942159	XS (5 1/2 - 6)	100	10	54
942160	S (6 1/2 - 7)	100	10	54
942161	M (7 1/2 - 8)	100	10	54
942162	L (8 1/2 - 9)	100	10	54
942163	XL (9 1/2 - 10)	100	10	54

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942159	XS (5 1/2 - 6)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
942160	S (6 1/2 - 7)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
942161	M (7 1/2 - 8)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
942162	L (8 1/2 - 9)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
942163	XL (9 1/2 - 10)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm

Péréemption

Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Les gants contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.