

## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE FRED PA-1 SCHILLER

Réf. SSDEFI02

















## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE FRED PA-1 SCHILLER



Réf. SSDEFI02

## Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) semi-automatique simple, à la portée de tous

Le FRED® PA-1 est parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grâce à ses électrodes dédiées.

Adapté à un usage dans les établissements de santé, les ERP : il est par conception un appareil destiné au plus large public.

- Bouton orange pour délivrer le choc électrique (pour version semi-automatique)
- Interface utilisateur simple et épurée, synthèse vocale en Français
- Possède différentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de manière à effectuer une RCP de qualité à la bonne fréquence
- Mis en marche instantanée dès l'ouverture du capot
- Equipé par défaut d'un métronome permettant à l'utilisateur de connaître le rythme adéquat du massage cardiaque
- Effectue des autotests périodiques de manière quotidienne ou hebdomadaire
- Par défaut en français (Option trilingue possible)
- Peut enregistrer jusqu'à 2h de données et 500 événements
- Paire d'électrodes de défibrillation pré-connectée logée dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours\* (emplacement pour une deuxième paire d'électrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles à plus de 15m
- Boitier ABS V0 (ignifugé) qualité médicale
- Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db
- Livré en standard avec 1 pile : LiMn02 15V, 2,8Ah
- \*Trousse de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses stériles, 1 serviette pour essuyer la victime

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical: O	ui Classe IIb		
Marquage: C	CE0459	Code barres : 36	661040218328
Garantie (mois): 12	20	Code douanier : 90	0189084
Stérile : N	on		
MESURES U	nité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm):	11,0	Largeur conditionnement	(cm): 40,0
Longueur unitaire (cm)	: 25,5	Longueur conditionnemer	nt (cm): 40,0
Hauteur unitaire (cm):	30,0	Hauteur conditionnement	(cm): 15,0
Poids unitaire (kg):	3,155	Poids conditionnement (k	(g):
CONDITIONS DE STO	CKAGE SPÉCIFIQUES :		
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

01/08/2022 12:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SSDEFI02