

## BANDETTES URINAIRES TODA MULTIDIAG, 10 PARAMÈTRES (BOITE DE 50)

Réf. DTBAND04

toda  
pharma

Laboratoire  
Fabricant français



CE

DMDIV

# BANDETTES URINAIRES TODA MULTIDIAG, 10 PARAMÈTRES (BOITE DE 50)



Réf. DTBAND04

**Bandelettes réactives d'analyse d'urine permettant une détection immédiate de 10 paramètres utilisés pour le dépistage d'infections urinaires, du diabète et de troubles rénaux.**

- Ces tests sont destinés à la détection qualitative et semi-quantitative dans l'urine des substances suivantes : Leucocytes, Nitrites, Urobilinogène, Protéines, pH, Sang, Densité spécifique, Corps cétoniques, Glucose, Bilirubine.
- Lecture des premiers résultats en 1 min en comparant les zones réactives avec le nuancier de référence sur la boîte ou le flacon (tenir compte des temps indiqués pour chaque paramètre).
- Les résultats peuvent être lus jusqu'à 2 minutes après les temps de lecture spécifiés.
- Après ouverture du flacon, les bandelettes restantes sont à utiliser dans les 3 mois.
- Stocker les bandelettes dans le flacon d'origine entre 2-30°C.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	DMDIV (diagnostic In Vitro)	
Marquage :	CE	Code barres :	3760309510248
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DTBAND04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.