

BANDELETTES URINAIRES TODA MULTIDIAG, 10 PARAMÈTRES (BOITE DE 100)

Réf. DTBAND03

toda
pharma

Laboratoire
Fabricant français



CE

DMDIV

BANDELETTES URINAIRES TODA MULTIDIAG, 10 PARAMÈTRES (BOITE DE 100)



Réf. DTBAND03

Bandelettes réactives d'analyse d'urine permettant une détection immédiate de 10 paramètres utilisés pour le dépistage d'infections urinaires, du diabète et de troubles rénaux.

- Ces tests sont destinés à la détection qualitative et semi-quantitative dans l'urine des substances suivantes : Leucocytes, Nitrites, Urobilinogène, Protéines, pH, Sang, Densité spécifique, Corps cétoniques, Glucose, Bilirubine.
- Lecture des premiers résultats en 1 min en comparant les zones réactives avec le nuancier de référence sur la boîte ou le flacon (tenir compte des temps indiqués pour chaque paramètre).
- Les résultats peuvent être lus jusqu'à 2 minutes après les temps de lecture spécifiés.
- Après ouverture du flacon, les bandelettes restantes sont à utiliser dans les 3 mois.
- Stocker les bandelettes dans le flacon d'origine entre 2-30°C.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	DMDIV (diagnostic In Vitro)	
Marquage :	CE	Code barres :	3760309510156
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	6,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :	0,200	Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DTBAND03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.