

TUBULURE SPENGLER LIFE LINK POUR MOBI

Réf. 513720



TUBULURE SPENGLER LIFE LINK POUR MOBI



Réf. **513720**

Pièce détachée : Tubulure LIFE LINK pour tensiomètre MOBI de SPENGLER.
Tubulure brevetée, aimantée pour un changement de brassard en un instant.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446028046
Garantie (mois) :	12		Code douanier : 90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,199
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513720