


## RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLE DE STYLO À INSULINE, USAGE UNIQUE - 100PCS

DiabBox

Réf. CDCOLL01



# RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLE DE STYLO À INSULINE, USAGE UNIQUE - 100PCS



Réf. CDCOLL01

Récupérateur d'aiguille à usage unique, prêt à l'emploi avec fermeture définitive

- Système fiable à usage unique, qui permet le retrait des aiguilles des stylos à insuline en toute sécurité.
- Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé.
- 100 pièces

**UTILISATION :**

- Insérer le stylo à insuline dans le DiabBox1 en toute sécurité.
- Extraire l'aiguille en la dévissant du stylo.
- L'aiguille reste prisonnière du DiabBox1.
- Refermer le couvercle.
- Jeter l'ensemble dans le bac approprié.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040028064
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,350
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	
Température maxi :		(N/A)	
Humidité mini :		(N/A)	
Humidité maxi :		(N/A)	



31/03/2022 00:24 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. CDCOLL01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.