

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC SIMPLE PAVILLON JAUNE

Réf. 507349



STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC SIMPLE PAVILLON JAUNE



Réf. 507349

Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision

Le célèbre cardiophone.

Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Version CLINIC, décontaminable par immersion

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3700446009182
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,415
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507349

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.