



POCHETTE ISOTHERME AVEC POCHE DE GEL FROID, DE BOISSY

Réf. MDPISOT01

De Boissy
— DEPUIS 1982



POCHETTE ISOTHERME AVEC POCHE DE GEL FROID, DE BOISSY

De Boissy
DEPUIS 1982

Réf. **MDPISOT01**

- Séparateur central matelassé
- Fermeture avec glissière YKK® double sens
- 41 boucles d'élastiques de différentes tailles pour un maximum de 34 ampoules
- Dimensions l x h x p : 19 x 14 x 4 cm
- Poids : 0,1 kg (avec la poche de gel)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		AUCUN	Code barres : 3661040219783
Garantie (mois) :		24	Code douanier :
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		14,0	Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :		19,0	Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :		4,0	Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :		0,010	Poids conditionnement (kg) :
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



01/08/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDPISOT01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.