

BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-LAUBRY CLINIC LARGE ADULTE (L)

Réf. 338000



BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-LAUBRY CLINIC LARGE ADULTE (L)



Réf. 338000

Brassard CLINIC, taille L, en Polymex®, avec système d'obturation intégré pour la décontamination par immersion, fermeture par velcro.
Marquages réglementaires gravés et inaltérables.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446006594
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	24,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,126
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 338000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.