

BRASSARD SPENGLER POCHE VAQUEZ LAUBRY CLASSIC, SANGLES, ADULTE (M), MARINE

Réf. 330112



BRASSARD SPENGLER POCHE VAQUEZ LAUBRY CLASSIC, SANGLES, ADULTE (M), MARINE



Réf. **330112**

Brassard compatible Vaquez-Laubry taille M de couleur marine, en polycoton avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manomètre en cuir pleine fleur, fermeture par sangles.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446031886
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,225
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 330112

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.