

## BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZLAUBRY NANO, NYLON NOIR, ADULTE (M)

Réf. 330210



# BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZLAUBRY NANO, NYLON NOIR, ADULTE (M)



Réf. **330210**

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manomètre en croûte de cuir, fermeture par velcro.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446028596
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,180
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 330210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.