

OPTION EXPORTATION DE DONNÉES POUR SIBELSOUND DUO

Réf. DSI09505







OPTION EXPORTATION DE DONNÉES POUR SIBELSOUND DUO

Réf. DSI09505

L'option Exporation de données permet de transférer les résultats des tests vers un réseau sous trois formats différents (PDF, XML ou CSV) en vue de leur révision et analyse ultérieures.

Pour activer cette option, une manipulation simple est à faire : en allant dans le menu "Maintenance", puis en cliquant sur l'icône d'une clé. Un écran s'affichera avec 4 champs pour entrer la clé, le numéro de série de l'appareil et un clavier numérique. Si la clé est correcte, un message indiquant l'option que vous avez activée s'affichera. Répétez le processus si vous souhaitez activer l'autre option. Description détaillée dans le mode d'emploi et un tutoriel en vidéo disponible.

CARACTERISTIQUES		
Dispositif médical: N	lon	
Marquage :		Code barres : 3661041009727
Garantie (mois): 0		Code douanier :
Stérile: N	lon	
MESURES U	nité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm):		Largeur conditionnement (cm):
Longueur unitaire (cm)	:	Longueur conditionnement (cm):
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm):
Poids unitaire (kg):		Poids conditionnement (kg):
CONDITIONS DE STO	CKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

29/06/2022 12:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSI09505