

BRASSARD ORBIT ADULTE POUR MAPA SUNTECH OSCAR2 (26-34 CM)

SunTech Medical°

Réf. DSU230812











BRASSARD ORBIT ADULTE POUR MAPA SUNTECH OSCAR2 (26-34 CM)



Réf. DSU230812

Brassards Oscar 2TM.
Brassards Orbit® très confortables.
Avec manchon souple élastique pour un parfait positionnement sur le bras.

Dispositif médical :	Oui Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE	Code barres : 3700446027346
Garantie (mois) :	24	Code douanier : 90262040
Stérile :	Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm): 2,0
Longueur unitaire (cm):		Longueur conditionnement (cm): 19,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm): 18,0
Poids unitaire (kg):		Poids conditionnement (kg): 0,100
CONDITIONS DE S	TOCKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

31/03/2022 01:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU230812

2/2