

THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU

Réf. SP3065



THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Réf. SP3065

Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446011291
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	21,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



14/12/2022 12:38 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP3065

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.