

PIED À SÉRUM HOLTEX, TIGE INOX, BASE PLASTIQUE, 2 ET 4 CROCHETS INOX

Réf. OSA0084C



PIED À SÉRUM HOLTEX, TIGE INOX, BASE PLASTIQUE, 2 ET 4 CROCHETS INOX



Réf. OSA0084C

Tige inox, base plastique

- Structure tube rond en acier inoxydable
- Piètement en plastique noir à 5 branches, diam. 56 cm
- 5 roulettes doubles très stables sans frein
- Hauteur réglable de 120 cm à 215 cm
- Charge maximum par crochet : 2kg
- Avec supports 2 et 4 crochets en inox
- Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040168197
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	10,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	112,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	54,0
Poids unitaire (kg) :	3,000	Poids conditionnement (kg) :	4,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



05/09/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OSA0084C

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.