

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE

Réf. 221052



OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE



Réf. 221052

Pour le contrôle ponctuel de la SpO2.

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
 - la fréquence cardiaque,
 - l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
 - la courbe de pléthysmographie.
- Écran TFT
- Témoin de batterie faible
- Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
- 5 niveaux de luminosité

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041809

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90181910

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,135

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -40

Température maxi : 60

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 95



14/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 221052

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.