

## SAC ISOTHERME ELITE BAG COOL, BLEU

ELITE BAGS

Réf. MECOOL03\_B



GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEED



# SAC ISOTHERME ELITE BAG COOL, BLEU



Réf. MECOOL03\_B

**Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements**

- Compartiment principal isotherme
- Indicateur de température
- 4 sous-compartiments isothermes amovibles, dont :
  - 1 compartiment pour les échantillons d'urine, avec séparateurs amovibles, et une capacité de 24 tubes de 42 x 26.5 x 9.5 cm
  - 3 compartiments pour portoirs de tubes
- Capacité 300 tubes
- Thermomètre inclus
- Ces compartiments sont amovibles, ont une anse, un identificateur et une éponge pour absorber les écoulements.
- Poche supérieure transparente pour les documents
- Poche frontale transparente à fermeture
- Matériau : tarpaulin
- Poids : 5.30 kg
- Mesures extérieures : 44 x 29 x 39 cm / 49 L
- Capacité max. recommandée : 10 kg
- Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
- Vendu vide

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540355

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 29,0

Largeur conditionnement (cm) : 30,0

Longueur unitaire (cm) : 44,0

Longueur conditionnement (cm) : 44,5

Hauteur unitaire (cm) : 39,0

Hauteur conditionnement (cm) : 38,0

Poids unitaire (kg) : 5,300

Poids conditionnement (kg) : 5,100

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:17 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MECOOL03\_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.