

TROUSSE POUR PRÉLÈVEMENTS ELITE BAGS ROW - BLEU

Réf. MEROW02_B

 ELITE BAGS

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



CE
0344



TROUSSE POUR PRÉLÈVEMENTS ELITE BAGS ROW - BLEU



Réf. MEROW02_B

Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile

- Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
- 1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
- 1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
- 1 poche à filet avec fermeture éclair pour l'accumulateur de froid et pour les ustensiles d'emploi courant
- 2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
- 1 poche hermétique
- 1 base d'éponge absorbante
- Matériau : tissu 340D
- Poids : 480 g
- Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 L
- Capacité maximum recommandée : 2 kg
- Certifié pour le transport de substances biologiques UN 3373.
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0344

Code barres : 8436564540348

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 42029270

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,0

Largeur conditionnement (cm) : 29,7

Longueur unitaire (cm) : 26,0

Longueur conditionnement (cm) : 35,0

Hauteur unitaire (cm) : 12,0

Hauteur conditionnement (cm) : 11,6

Poids unitaire (kg) : 0,480

Poids conditionnement (kg) : 0,440

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEROW02_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.