



# Spengler

## TB 100

### GLUCOMÈTRE PROFESSIONNEL



RÉSULTAT EN 5 SECONDES



FAIBLE VOLUME DE SANG  
NÉCESSAIRE  
>0,5ul



SITES ALTERNATIFS  
DE PRÉLÈVEMENTS POSSIBLES



MOYENNE SUR 7/14/30 JOURS



ALARME PARAMÉTRABLE  
Horaire - Valeurs minimum et maximum

# GLUCOMÈTRE PROFESSIONNEL TB 100



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Données de mesure</b>	Plage de mesure	20 à 600 mg/dL (1,1 à 33,3 mmol/L)
	Unité de mesure	mg/dL ou mmol/L
	Durée de test	5 secondes
<b>Mémoire &amp; moyennes</b>	Mémoire	300 mémoires
	Moyennes	Moyennes de résultats sur 7/14 et 30 jours
	Site principal	Sang capillaire total au bout du doigt
<b>Echantillon de test</b>	Sites alternatifs	Sur la paume ou l'avant bras
	Volume de l'échantillon	>0,5ul
	<b>Alarme</b>	Horaire
Taux		Alarme de taux trop élevé ou trop faible paramétrable
Température		10°C-40°C (50°F-104°F)
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Humidité relative	De 10°C à 90%
	Hématocrite	35 à 55%
	<b>Conditions de stockage</b>	Température
Humidité relative		De 10°C à 90%
Autonomie		Environ 1000 tests avec la pile
<b>Alimentation</b>	Livré	1 pile au lithium de 3 volts (CR-2032)
	Arrêt automatique	Après 5 secondes
	<b>Poids et dimensions</b>	Dimensions
Poids		60g
<b>Garantie Spengler</b>		2 ans

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Kit glucomètre	745000	3700446041649

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Lot de 50 bandelettes	745010	3100446041656
Stylo autopiqueur	745011	3100446041892
Solution de contrôle	745012	3100446041670
Lot de 200 lancettes	745013	3100446041687

## LA QUALITÉ SPENGLER

### Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : Glucomètre, classe IVD. Le Glucomètre TB 100 Spengler répond aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

### Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : le Glucomètre est garanti à vie contre tout défaut et vice de fabrication caché à partir de la date d'achat.

### Garantie Spengler

2 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)