

## LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)

Réf. 745013



# LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)



**Réf. 745013**

Lancettes à utiliser avec le Stylo auto-piqueur TB 100.

- Diamètre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Stériles, à usage unique

- Longueur 32mm +/- 1mm
  - Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
  - Aiguille extérieure 3.3mm +/- 0.3mm
  - Conditionnement : boîte de 200 (20 sachets de 10 lancettes)
- Retrouvez notre kit complet Glucomètre SPENGLER TB 100 (réf. 745000)  
Code LPP de remboursement : 6111373

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446041687
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90183190
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	11,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,4
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	5,2
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:29 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 745013

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.