

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL POLYCARBO 2L

Réf. BCPOLY401

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE II
a



ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL POLYCARBO 2L

Réf. BCPOLY401

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés, l'idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile. La fonction "PROXIMITY" sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu
- Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre
- Coque ABS facilement lavable
- Filtre antibactérien
- Dimensions : 35 X 21 X 18 cm / Poids: 3kg60

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040200149

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,600

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCPOLY401

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL POLYCARBO 2L



Réf. BCPOLY401

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI400	Aspirateur à Mucosité CA-MI New Askir 30 Proximity-Bocal polycarbo 1L	1
BCASPI81	Bocal Poli 2L pour New Aspiret, Askir 20, 30, C30BR, 36BR, Hospivac	1