

OTOSCOPE DIGITAL SANS FIL FIREFLY DE550

Réf. DFIDE550



OTOSCOPE DIGITAL SANS FIL FIREFLY DE550



Réf. DFIDE550

Otoscope connecté pour une utilisation en télémedecine

Otoscope Vidéo Portatif Numérique Haute Précision SANS FIL ; effectue des observations très précises et claires de l'oreille.

- Résolution de 720x480 pixels réels sans traitement avec des techniques d'interpolation.
- Procure des images et des vidéos instantanément : DE500 utilise un moteur de traitement d'image de pointe éliminant pratiquement le décalage visuel, ce qui permet une expérience intuitive d'utilisation.
- Grossissement jusqu'à 50x optiquement et 150x numériquement pour une analyse précise.
- Équipé de lentilles de verre multicouches, plutôt que plastique, offrant ainsi une superbe profondeur de champ et une netteté d'image incomparable.
- LED ultra-lumineuses de haute qualité avec luminosité réglable sont installées.
- S'intègre facilement aux dossiers médicaux numériques (DME)
- Sensor Résolution : 720 x 480
- Image - Vidéo : Format: YUY2 / Fréquence d'images : 30 FPS / Format : JPEG / BMP / AVI
- Propriétés de l'image/ Vidéo : Couleur: Saturation, Teinte / Exposition : Luminosité, Contraste / Image: Netteté de l'image, Gamma
- Luminosité entièrement réglable : 4 LED ultralumineuses / Luminosité entièrement réglable
- Accessoires : Spéculeurs 3/4/5 mm inclus
- Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, et Mac (Intel) OS-X 10.4 +

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 851289007019

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189042

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,302

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/12/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DFIDE550

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.