

FICHE TECHNIQUE

EFTPAUTOPV

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 020698

DATE D'EDITION : 29/04/2019 14:00:02



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

EFTPAUTOPV

Désignation

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

Application

- Auto-prélèvement vaginal

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

FICHE TECHNIQUE

EFTPAUTOPV

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 020698

DATE D'EDITION : 29/04/2019 14:00:02

Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 500

Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	Non
Matière de l'embout	Nylon
Site de prélèvement	Vagin
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	148,5
Couleur du bouchon	Rose
Microorganismes recherchés (culture)	HPV
Technique d'analyse	Biologie moléculaire
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Tube plastique unitaire
Sous-conditionnement	Boîte de 100
Autres caractéristiques	- Stérilisation par Oxyde d'Ethylène - Température de stockage : 2-30°C

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

EFTP AUTOPV

Ecouvillon floqué FLOQSwabs™ tige plastique bouton nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile

CODE ARTICLE : 020698

DATE D'EDITION : 29/04/2019 14:00:02

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

COPAN ITALIA S.p.A.

Référence du fournisseur

5E046S

Pays d'origine

ITALIE