

joleti

- Stérilisation autoclave par oxyde éthylène.
- Emballage sous sachet pelable.
- Utilisation pour examen et petite chirurgie gynécologique.
- Bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation.
- Adaptabilité à la morphologie de la patiente.
- Vis de sécurité avec blocage rapide.
- Longueur : 8 cm.



RÉFÉRENCE	COLORIS	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	SUR-CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
01 13 011 003	○ Coloris : Blanc	Ø 20 mm	1 carton de 120	1	LRG30ST*
01 13 008 003	● Coloris : Bleu	Ø 24 mm	1 carton de 120	1	SMLMED24ST**
01 13 009 003	● Coloris : Rouge	Ø 26 mm	1 carton de 120	1	MED26ST*
01 13 010 003	● Coloris : Vert	Ø 30 mm	1 carton de 120	1	SML20ST*

STERILE R MD  
Classe 1s

CE 0373



Origine : Europe

Distributeur :



La Centrale Médicale  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



S.A.M srl  
Via Str. Vecchia, snc,  
25070 BARGHE BS  
(ITALIE)