



Veroval[®] PC 22 capuchons de protection à usage unique

capuchons de protection à usage unique



Référence
925481

Code EAN
4052199292519

Code ACL
6079783

Produit

Les embouts ou capuchons de protection à usage unique Veroval[®] PC 22 sont destinés à être utilisés avec le thermomètre Veroval[®] Duo Scan uniquement (EAN : 4052199292366).

Ils permettent une mesure hygiénique de la température dans l'oreille.

L'utilisation des capuchons de protection à usage unique rend la mesure de la température auriculaire particulièrement hygiénique; le risque de transmission de bactéries ou de virus est ainsi fortement réduit.

Indications / Classification

Pour une prise de la température au niveau de l'oreille avec le thermomètre Veroval[®] Duo Scan. Adapté pour un usage clinique ou à domicile.

Veroval[®] PC 22 capuchons de protection à usage unique est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

PE (polyéthylène)

Plastique lisse avec une membrane transparente.

Sans DEHP (DiEthylHexyl Phtalate), ni latex.

Présentation / Conditionnement

En boîte de 2 sachets de 10 embouts, soit 20 embouts hygiéniques.

Référence	Nb unités / boîte
925481	20

Référence	Dimensions boîte
925481	45 x 22 x 68 mm

Précautions d'emploi

Conditions d'utilisation :

- Température ambiante : +10°C à +40°C

- Humidité relative de l'air : 15% à 85%

Contre-indications

Ne pas utiliser le capuchon de protection à usage unique destiné à la mesure auriculaire pour la mesure frontale, cela fausse le résultat.

Conseils d'utilisation

Remplacer le capuchon de protection à usage unique destiné à la mesure dans l'oreille après chaque utilisation pour assurer une mesure précise et éviter une contamination croisée.

Aucun capuchon de protection à usage unique n'est requis pour mesurer la température frontale.