

## BILIRUBINOMETRE

Réf. MBJ001

MBJ20



Garantie 2 ans  
2  
Garantie 2 ans

# BILIRUBINOMETRE

Réf. MBJ001

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIA

H



5h



DIAGNOSTICS

## MBJ20

Mesure non invasive de la concentration transcutanée de la bilirubine.  
Système optique avancé, simple à utiliser, résultats instantanés, indolore.  
Mémorise 21 mesures, peut réaliser des moyennes de mesure;

Affiche le résultat en mg/dL ou en  $\mu\text{mol/L}$

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ecran LCD
- ◆ Alimentation : 2 piles AA 1.5V (non fournies)
- ◆ interval de mesure : 0.0mg/dL - 32.0 mg/dL
- ◆ Précision :  $\pm 1.5$  mg/dL ou 25.5  $\mu\text{mol/L}$
- ◆ répétabilité <10%  
Fourni avec une valise de transport rigide

### OPTIONS

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                    |                               |                   |                     |             |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| ◆ Plages de mesure | : 0.0 à 32.0 mg/dL | ◆ Humidité                    | :                 | ◆ Alimentation      | : AA x 2    |
| ◆ Dimensions       | : 18x55x35cm       | ◆ Pression                    | : $\pm 1.5$ mg/dL | ◆ Certifications    | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids            | : 0.16Kg           | ◆ Protection eau et poussière | : N/A             | ◆ Organisme notifié | : CE 0123   |
| ◆ Température      | : -20°C / +55°C    |                               |                   | ◆ Code EAN          | : N/A       |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France

www.fracito.net