


BATTERIE RECHARGEABLE POUR MBC/MCC/MPC/MPD/MPE/MWA/MTA- 3 BROCHES

Réf. EKMBC08

KERN



BATTERIE RECHARGEABLE POUR MBC/MCC/MPC/MPD/MPE/MWA/MTA- 3 BROCHES



Réf. **EKMBC08**

Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
Convient pour plateforme de pesée pour chaise roulante KERN MWA, pèse-personne avec barre de retenue KERN MTA, pèse-personnes à colonne KERN MPE, KERN MPD et KERN MPC, fauteuil pèse-personne KERN MCC et pèse-bébé KERN MBC
EKMBC08 convient aux numéros de série WF1434431 et numéros supérieur (sinon voir Batterie EKMBC05)

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040173535
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,184
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMBC08